


2017 تفاعل حامض سناميك كلوريد والامونيا لتكوين سناميك اسيد اميد



التصنيف

انواع التفاعل وتصنيف المواد

تفاعل مجموعة الكربونيل في مشتقات الحامض الكربوكسيلي، اسيد اميد، حامض كلوريد الكربوكسيلي

طرق العمل

التحريك بقضيب مغناطيسي، اضافة نقطه نقطه من قمع التحريك، الاستخلاص، التبخير بمبخر دوار، اعادة التبلور، الترشيح، استعمال التبريد بالحمام الجليدي.

التعليمات (بمستوى 100 ملمول)

المعدات

دورق ذو ثلاث رقبات سعة 250 مل، مكثف راجع، قمع اضافه بدون موازن ضغط، محرك مغناطيسي، قمع فصل سعة 500 مل، مبخر دوار، حمام جليدي، مفرغة هواء.

المواد

16.6 غم (100 ملمول)	سناميك اسيد كلوريد (ترانس)
80 مل (70 غم، 1 مول)	درجة غليانه (32-35 م ⁵) (الناتج المقطر عن التجربه 2013)
80 مل	محلول الامونيا المائي المركز (25%)
	ثلاثي بيوتل ميثل ايثر (درجة غليان 55 م ⁵)

140 مل
حوالي 5 غم

اثيل استات (درجة غليان 77⁵ م)
كبريتات الصوديوم للتجفيف

التفاعل:

توضع 80 مل من محلول الامونيا المائي المركز في الدورق ذو ثلاث رقبات سعة 250 مل مركب عليه مكثف وبداخله قضيب مغناطيسي للتحريك وقمع اضافته بدون موازن ضغط يبرد الدورق في حمام جليدي يضاف 16.6 غم (100 ملمول) سيناميك اسيد كلوريد (ترانس) المذاب في 80 مل ثلاثي-بيوتل ميثل ايثر بواسطة قمع اضافته اثناء التحريك (خلال 30 دقيقة) لتجنب تفاعل قوي. ثم الاستمرار بالتحريك لمدة 30 دقيقة اخرى على درجة حرارة الغرفة يتكون راسب ناعم (لا تفصله).

اكمل العمل

تنقل محتويات الدورق الى قمع فصل سعة 500 مل. ثم يشطف الدورق بداية بـ 50 مل من الماء و 50 مل ايثل استات. وهذه جميعا تضاف الى قمع الفصل. يبرج القمع بقوه ثم تنفصل الطبقات ثم تغسل الطبقة المائيه ثلاث مرات بـ 30 مل ايثل استات كل مره.

تجفف الطبقات العضويه المتجمعه فوق كبريتات الصوديوم ثم يرشح عامل التجفيف ويبخر المذيب بالمبخر الدوار. يبقى اميد حامض السناميك كماده صلبه بيضاء حيث تجفف تحت ضغط منخفض بحيث يصل الى وزن ثابت.

النتائج: 12 غم (81.5 ملمول، 82%) درجة انصهار 146-148 م⁵ النقاوه HPLC اكثر من 99%. يمكن اعاده التبلور من الماء ثم يجفف كليا تحت ضغط منخفض حتى تزول كامل كمية الماء (وزن ثابت).

النتائج: 10.8 غم (73.4 ملمول، 73%) درجة انصهار 147-148 م⁵ الاطياف وكذلك HPLC لا تختلف عن الماده غير المتبلوره.

يمكن ان تحمض الطبقة المائيه ثم ترج لمرتين مع 50 مل من ايثل ميثل استات. وبعد تجفيف الطبقة العضويه بكبريتات الصوديوم وتبخير المذيب بالمبخر الدوار يتخلف حوالي 200 ملغم من ماده صلبه بيضاء، الطبقة المائيه لا تحتوي على الماده تذكر حسب شروط HPLC. وبعد تبخر الماء بالمبخر الدوار يتبقى ماده صلبه بيضاء تتكون بشكل رئيسي من كلوريد الامنيوم.

ملاحظات :

عند استعمال سناميك اسيد كلوريد الخام لاجراء التفاعل (13.5 غم انظر تجربه 2013) تفصل سناميك اسيد اميد بدون اعاده بلوره بنتائج 9.65 غم (65.6 ملمول، 66% بالرجوع الى حامض السناميك (14.8 غم، 100 ملمول).

عند اضافة سناميك اسيد كلوريد للامونيا المركزه فإنه لا يسمح بأستعمال قمع اضافته يحتوي على منظم ضغط لأن ابخرة الامونيا سترتفع الى محلول اسيد الكلوريد حيث تتفاعل معه وتكون الاميد والتي تترسب داخل قمع الأضافه يمكن اضافة محلول اسيد كلوريد من خلال (حاقله).

ادارة المخلفات التخلص من الفضلات

الفضلات	التخلص منها
مخلوط المذيبات المقطر	المذيبات العضويه ,خال من الهالوجينات
الطبقة المائيه	المذيبات المائيه ,يحتوي هالوجينات
كبريتات الصوديوم	المخلفات الصلبه ,خال من الزئبق
الطبقة المائيه الام	المذيبات المائيه ,خال من الهالوجينات

الزمن

حوالي 2 ساعه بدون عملية اعاده البلوره .

استراحه

بعد عملية الرج

درجة الصعوبه

سهله

التعليمات (بمستوى 10 ملمول)

المعدات

دورق ذو ثلاث رقبات سعة 100 مل، مكثف راجع، قمع اضافه بدون موازن ضغط، محرك مغناطيسي، قمع فصل سعة 100 مل، مبخر دوار، حمام جليدي، مفرغة هواء .

المواد

1.66 غم (10 ملمول)	سناميك اسيد كلوريد (ترانس)
10 مل	درجة غليانه (32-35 م ⁵) (الناتج المقطر عن التجربه 2013)
10 مل	محلول الامونيا المائي المركز (25%)
10 مل	(8.7 غم، 125 ملمول)
40 مل	ثلاثي- بيوتل ميثل ايثر (درجة غليان 55 م ⁵)
حوالي 1 غم	اثيل استات (درجة غليان 77 م ⁵)
	كبرينات الصوديوم للتجفيف

التفاعل:

توضع 10 مل من محلول الامونيا المائي المركز في الدورق ذو ثلاث رقبات سعة 100 مل مركب عليه مكثف وبداخله قضيب مغناطيسي للتحريك وقمع اضافته بدون موازن ضغط يبرد الدورق في حمام جليدي. يضاف 1.66 غم (10 ملمول) سيناميك اسيد كلوريد (ترانس) المذاب في 10 مل ثلاثي-بيوتل ميثل ايثر بواسطة قمع اضافته اثناء التحريك (خلال 15 دقيقه) لتجنب تفاعل قوي. ثم الاستمرار بالتحريك لمدة 30 دقيقه اخرى على درجة حرارة الغرفة يتكون راسب ناعم والذي لا يفصل عادة.

اكمل العمل

تنقل محتويات الدورق الى قمع فصل سعة 100 مل. ثم يشطف الدورق بداية بـ 10 مل من الماء و 10 مل ايثل استات. وهذه جميعا تضاف الى قمع الفصل ثم برج القمع بقوه و تفصل الطبقات ثم تغسل الطبقة المائيه ثلاث مرات بـ 10 مل ايثل استات كل مره .
تجفف الطبقات العضويه المتجمعه فوق كبرينات الصوديوم ثم يرشح عامل التجفيف ويبخر المذيب بالمبخر الدوار. يبقى اميد حامض السناميك كماده صلبه بيضاء حيث تجفف تحت ضغط منخفض بحيث تصل الى وزن ثابت .

الناتج 1.15 غم (7.81 ملمول، 78%) درجة انصهار 146-148 م⁵ النقاوه HPLC اكثر من 99%.
يمكن اعاده التبلور من الماء ثم يجفف كليا تحت ضغط منخفض حتى تزال كامل كمية الماء (وزن ثابت).

الناتج: 900 ملغم (6.12 ملمول، 61%) درجة انصهار 147-148 م⁵ الاطياف وكذلك HPLC لا تختلف عن الماده غير المتبلوره.

ملاحظات :

عند استعمال سناميك اسيد كلوريد الخام لاجراء التفاعل (1.4 غم، انظر تجربه 2013) تفصل سناميك اسيد اميد بدون اعاده بلوره بناتج 1.05 غم (7.14 مليمول، 71%) بالرجوع الى حامض السناميك (1.4 غم، 10 مليمول)
 عند اضافة سناميك اسيد كلوريد للامونيا المركزه فإنه لا يسمح بأستعمال قمع اضافه يحتوي على منظم ضغط لأن ابخرة الامونيا سترتفع الى محلول اسيد الكلوريد حيث تتفاعل معه وتكون الامايد والتي تترسب داخل قمع الأضافه يمكن اضافة محلول اسيد كلوريد من بواسطة حاقله.

ادارة المخلفات التخلص من الفضلات

الفضلات	التخلص منها
مخلوط المذيبات المقطر	المذيبات العضويه ، خال من الهالوجينات
الطبقة المائيه	المذيبات المائيه ،يحتوي هالوجينات
كبريتات الصوديوم	المخلفات الصلبه ،خال من الزئبق
الطبقة المائيه الام	المذيبات المائيه ،خال من الهالوجينات

الزمن

حوالي 2 ساعه بدون عملية اعاده البلوره

استراحه

بعد عملية الرج

درجة الصعوبه

سهله

التحليل

HPLC


تحضير العينه : 0.1 ملغم تذاب في 1 مل اسيتونترل

HPLC شروط


column: Phenomenex Luna C18; size 3 μ m, length 150 mm, internal diameter 4.6 mm
column temperature 25 °C
injection volume: 5.0 μ L
gradient: 0 min 5% acetonitrile + 95% water (+ 0.0059% trifluoroacetic acid)
40 min 95% acetonitrile + 5% water (+ 0.0059% trifluoroacetic acid)
50 min 95% acetonitrile + 5% water (+ 0.0059% trifluoroacetic acid)
flow: 1.0 mL/min
wavelength: 220 nm

تحسب نسبة التركيز من المساحة تحت المنحنى.

HPLC للنتائج قبل عملية اعادة التبلور




HPLC للمستخلص من الطبقة المائيه المحمضه




زمن الانحباس (د)	الماده	% مساحة المنحنى	
		HPLC I	HPLC II
13.1	cinnamic acid amide	100	80
17.7	cinnamic acid		20

طيف الرنين المغناطيسي الهيدروجيني للنتاج النقي (250 MHz, DMSO-D₆)





δ (ppm)	Multiplicity	Coupling constant (Hz)	Number of H	Assignment
6.61	d	$J_{AB} = 15.9$	1	H _A
7.13	wide s		1	NH (only one)



7.2 – 7.6	m		7	NH + CH aromatic + H _B
within the multiplett: 7.42	d	J _{AB} = 15.9	1 of 7	H _B


The signals at ppm < 4 originate from DMSO, water and *tert*-butyl methyl ether.

طيف الرنين المغناطيسي الهيدروجيني لحمض السيناميك (250 MHz, CDCl₃) للمقارنه



δ (ppm)	Multiplicity	coupling constant (Hz)	Number of H	Assignment
6.48	d	J _{AB} = 16.0	1	H _A
7.35 – 7.65	m		5	CH arene
7.82	d	J _{AB} = 16.0	1	H _B
10.8	broad s		1	OH


طيف الرنين المغناطيسي للمستخلص من الطبقة المائيه المحمضه



مخلوط من حامض سيناميك وسيناميك اميد (250 MHz, DMSO-D₆)


طيف الرنين المغناطيسي للكربون 13 للناتج النقي

(cinnamic acid amide) (250 MHz, DMSO-D₆)



δ (ppm)	Assignment
122.31	= CH – CONH ₂
127.52	CH arene
128.90	CH arene
129.42	CH arene
134.86	C _{quart} arene
139.16	– CH = CH – CONH ₂
166.68	– CONH ₂
38.5-40.5	solvent

طيف الاشعه تحت الحمراء (KBr)



(cm ⁻¹)	Assignment
3375, 3175	N – H – valence
3084	= C – H – valence,
1665	C = O – valence, amide
1634	
1610	C = C – valence, alkene
1580, 1495	C = C – valence, arene
1450	