


## 5009 تخليق فتالوسيانين النحاس



### المراجع Literature

Classic synthesis: F. H. Moser, A. L. Thomas, *Phthalocyanine Compounds*, Reinhold, New York 1963; microwave application: A. Shaabani, *J. Chem. Research (S)* 1998, 672-673

### انواع التفاعلات واصناف المواد

تفاعل مجموعة الكربونيل في مشتقات الحوامض الكربوكسيلية، تفاعل اغلاق الحلقة انهيدريد الحامض الكربوكسيلي، مشتقات الحامض الكربوني، الحلقات غير المتجانسه، الصباغ.

### طرق العمل

التفاعلات بمساعدة الميكروويف، التحريك بواسطة قضيب تحريك مغناطيسي، التسخين تحت المكثف الرجوع، الاستخلاص، الترشيح، تسريب الغازات.

### التعليمات (على نطاق 4.5 ملمول)

#### التجهيزات

نظام ميكروويف ETHOS 1600، انبوب زجاج (40 سم، 29NS) دورق زجاجي ذو رقبتين، مكثف راجع، محرك مغناطيسي مع سخان، قضيب تحريك مغناطيسي دورق غسل عدد 2، منظم مع خرطوم.

#### المواد

يوربا (درجة انصهار 132.5-134.5 م°)	5.53 غم (92.0 ملمول)
فتاليك انهيدريد (درجة انصهار 129-132 م°)	2.67 غم (18.0 ملمول)
كلوريد النحاس (1)	500 ملغم (5.00 ملمول)
هبتاموليبيدات الامونيوم	75 ملغم (0.061 ملمول)
حامض الهيدروكلوريك المركز (32%)	5 مل
ايتانول (درجة غليان 78%)	80 مل

## التفاعل

يتكون جهاز التفاعل من دورق ذو رقتين مع مجس حراره ومكثف راجع. ويرتبط المكثف الراجع بوصله زجاجيه مربوطه بخرطوم وبدوره الى المجرى لتسريب الغازات المتكونه اثناء التفاعل. يربط الانبوب الى دورق غسل -امان-فارغ وهذا بدوره مربوط مع دورق اخر يحتوي على 300 مل من الماء.

يوضع في دورق التفاعل خليط من اليوريا 5.53 غم (92.0ملمول)، فثاليك انهيدريد 2.67غم (18.1ملمول) و هبتاموليبيدات الامونيوم 75 ملغم (0.061ملمول). بعد اضافة نقطتين من الماء يركب جهاز التفاعل في نظام الميكروويف مع انبوب الزجاج (انظر التعليمات التقنيه لجهاز التكتيف الراجع المعياري المستعمل في نظام الميكروويف). من الضروري ان نجعل مخلوط التفاعل متجانسا نظرا لان الذوبان التام يحصل بعد دقيقتين. يسلط اشعاع قوته 1000 واط لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 250 م° بعد مرور نصف الوقت يتجمد المصهور الي كتله مساميه بنفسجيه.

## اكمال العمل

بعد تبريد ماده الصلبه المتكونه الى درجة حرارة تقطع داخل دورق التفاعل ثم يضاف لها 50 مل من الماء وكذلك 5 مل من حامض الهيدروكلوريك المركز ثم يعاد تركيب الدورق في مكانه داخل نظام الميكروويف- كما مر انفا - مع قضيب تحريك مغناطيسي ومجس حراره ومكثف راجع ولكن بدون انبوب التسريب. يسخن الخليط مع التحريك لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 102 م° باشعاع قوته 800 واط . حيث المواد المتفاعله الزائده تستخلص من ماده الصلبه. بعد التبريد يرشح الصلب فوق ورقة ترشيح مطويه ويغسل فوق الورقه ب50 مل من الماء , ثم بالقليل من الاثانول ثم يجفف. الناتج الخام: 2.40 غم من ماده الصلبه البنفسجيه.

يوضع الناتج الخام مع 50 مل من الاثانول في دورق ذو رقتين ثم يعاد تركيب الدورق في مكانه داخل نظام الميكروويف- كما مر انفا - مع قضيب تحريك مغناطيسي ومجس حراره ومكثف راجع. يسخن الخليط مع التحريك لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 80 م° باشعاع قوته 500 واط, حيث الناتج الجانبي دايهيدروفثالوسيانين يستخلص من ماده الصلبه. بعد التبريد الى درجة 50 م° يرشح الناتج فوق ورقة ترشيح مطويه, ثم يغسل بواسطة 20 مل من الاثانول على ورقة الترشيح ويجفف داخل مجفف تحت ضغط منخفض.

الناتج: 2.15 غم (3,73ملمول, 83%) بلورات لامعه بنفسجيه, غير قابله للذوبان في المذيبات العضويه.

يمكن ان يستعمل سلوك ماده اثناء الانصهار كمعيار للنقاوه: تعتبر ماده نقيه اذا تجاوزت درجة الحراره 200 م° ولم يلاحظ اي انصهار او تحلل. والماده المنقاوه هنا ثابتة حتى درجة حرارة 360 م°. الناتج الجانبي دايهيدروفثالوسيانين ينصهر ويتحلل على درجة 195 – 197 م°.

## تعليقات

يسهل جريان طاقة الميكروويف في الخليط الصلب عند اضافة نقطتين من الماء قبل بدء التفاعل.

## ادارة المخلفات

### التخلص من الفضلات

الفضلات	التخلص منها
الراشح المائي	يعادل, ثم مخاليط المذيبات المائيه يحتوي على هالوجين, ويحتوي على فلزات ثقيله.
الراشح الكحولي	مخاليط المذيبات المائيه, خال من الهالوجين

## زمن التجربه


## استراحة

بين المعالجات بالميكروويف.


## التحليل

اعتماد خطوات العمل في حقل الميكروويف على الزمن ودرجة الحرارة.


تخليق نحاس (II) فثالوسيانين



Extraction of crude copper(II)-phthalocyanine with diluted hydrochloric acid



Extraction of copper(II)-phthalocyanine with ethanol



طيف الأشعة تحت الحمراء لفتالوسيانين النحاس (II) (KBr)

